胰岛素专项接续中选品种供应清单

	版											
序号	采购组名称	流水号	通用名	剂型	规格包装	包装方式	计价 单位	中选企业	企业简称	中选价格 (元)	产品分类	备注
1	餐时人胰岛素	220427	人胰岛素 注射液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	本品的包装材料为笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、 笔式注射器含垫片铝盖	盒	宜昌东阳光长江药 业股份有限公司	宜昌东阳光	25. 87	A1	
2	餐时人胰岛素	203462	人胰岛素 注射液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯)*1 支/小盒	卡式瓶、溴化丁基橡胶塞、卡式瓶复合铝盖	盒	合肥天麦生物科技 发展有限公司	合肥天麦	25. 9	A	
3	餐时人胰岛素	208629	人胰岛素 注射液	注射剂	10ml:400单 位*1支/小盒	中性硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液用溴化 丁基橡胶塞、抗生素瓶用铝塑组合盖。	盒	合肥天麦生物科技 发展有限公司	合肥天麦	25. 9	A	
4	餐时人胰岛素	92060	人胰岛素 注射液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	笔芯由1型玻璃制成,包括溴丁基橡皮活塞和 溴丁基/聚异戊二烯橡皮膜。	盒	珠海联邦制药股份 有限公司中山分公 司	珠海联邦	25. 91	A	
5	餐时人胰岛素	73069	人胰岛素 注射液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	玻璃笔芯	盒	BIOTON S.A. (合肥 亿帆生物制药有限 公司分包装)	波兰佰通/合 肥亿帆	25. 92	A	
6	餐时人胰岛素	268967	人胰岛素 注射液	注射剂	10ml:400单 位*1支/盒	玻璃小瓶	盒	BIOTON S.A. (合肥 亿帆生物制药有限 公司分包装)	波兰佰通/合 肥亿帆	25. 92	A	
7	餐时人胰岛素	27017	人胰岛素 注射液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯)*1 支/小盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射 器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫 片铝盖	盒	通化东宝药业股份 有限公司	通化东宝	25. 93	A	<u> </u>
8	餐时人胰岛素	27015	人胰岛素 注射液	注射剂	10ml:400单 位*1支/小盒	中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液和注射用 无菌粉末用溴化丁基橡胶塞	盒	通化东宝药业股份 有限公司	通化东宝	25. 93	A	
9	餐时人胰岛素	255644	人胰岛素 注射液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	笔芯,1支/盒。另配一次性使用胰岛素注射 笔用针头2只	盒	江苏万邦生化医药 集团有限责任公司	江苏万邦	25. 93	A	
10	餐时人胰岛素	255645	人胰岛素 注射液	注射剂	10ml:400单 位*2支/盒	2支/盒,另配一次性使用无菌胰岛素注射器1 支。	盒	江苏万邦生化医药 集团有限责任公司	江苏万邦	51.86	A	
11	餐时人胰岛素	31099	人胰岛素 注射液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	笔芯由1型玻璃制成,包括溴化丁基橡胶活塞 和溴化丁基/聚异戊二烯橡胶垫片。	盒	诺和诺德 (中国) 制药有限公司	诺和诺德	29. 56	С	L
12	基础人胰岛素	210095	精蛋白人 胰岛素注 射液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯)*1 支/小盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射 器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用高硼 硅玻璃珠、笔式注射器用铝盖	小盒	合肥天麦生物科技 发展有限公司	合肥天麦	25. 9	A1	ı
13	基础人胰岛素	76054	精蛋白人 胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	卡式瓶装	盒	珠海联邦制药股份 有限公司中山分公 司	珠海联邦	25. 91	A	
14	基础人胰岛素	73068	精蛋白人 胰岛素注 射液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	玻璃笔芯	盒	BIOTON S.A. (合肥 亿帆生物制药有限 公司分包装)	波兰佰通/合 肥亿帆	25. 92	A	İ
15	基础人胰岛素	27024	精蛋白人 胰岛素注 射液	注射剂		笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射 器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫 片铝盖	盒	通化东宝药业股份 有限公司	通化东宝	25. 93	A	
16	基础人胰岛素	27022	精蛋白人 胰岛素注 射液	注射剂	10ml:400单 位*1支/小盒	中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液和注射用 无菌粉末用溴化丁基橡胶塞	盒	通化东宝药业股份 有限公司	通化东宝	25. 93	A	
17	基础人胰岛素	262094	精蛋白人 胰岛素注 射液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	笔芯由1型玻璃制成,包括溴化丁基橡胶活塞 和溴化丁基/聚异戊二烯橡胶垫片。 笔芯内 的玻璃珠,用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	诺和诺德(中国) 制药有限公司	诺和诺德	29. 56	С	
18	预混人胰岛素	73065	精蛋白人 胰岛素混 合注射液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	玻璃笔芯	盒	BIOTON S.A. (合肥 亿帆生物制药有限 公司分包装)	波兰佰通/合 肥亿帆	25. 79	A1	
19	预混人胰岛素	267673	精蛋白人 胰岛素混 合注射液 (30R)	注射剂	3m1:300单位 (笔芯)*1 支/盒	本品采用卡氏瓶装, 内包装材料为笔式注射器 用硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡 胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖和笔式注 射器用高硼硅玻璃珠、笔芯内的玻璃珠,用 于帮助重复混匀胰岛素。	盒	宜昌东阳光长江药 业股份有限公司	宜昌东阳光	25. 87	A	<u></u>
20	预混人胰岛素	238687	精蛋白人 胰岛素混 合注射液 (30R)	注射剂	3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	卡式瓶(笔芯)、复合铝盖、溴化丁基橡胶活塞、玻璃珠(帮助混匀)。包装规格为: 1支/ 盒	盒	甘李药业股份有限 公司	甘李药业	25. 9	A	
21	预混人胰岛素	209878	精蛋白人 胰岛素混 合注射液 (30R)	注射剂	3ml:300单位 (笔芯)*1 支/小盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射 器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用高硼 硅玻璃珠、笔式注射器用铝盖	小盒	合肥天麦生物科技 发展有限公司	合肥天麦	25. 9	A	
22	预混人胰岛素	89914	精蛋白人 胰岛素混 合注射液 (30R)	注射剂	3m1:300单位 (笔芯)*1 支/盒	笔芯由1型玻璃制成,包括溴丁基橡皮活塞和 溴丁基/聚异戊二烯橡皮膜。笔芯内的玻璃 珠,用来帮助重复混匀胰岛素。	盒	珠海联邦制药股份 有限公司中山分公 司	珠海联邦	25. 91	A	

23													
20	23	预混人胰岛素	91314	胰岛素混 合注射液	注射剂	(笔芯)*1	溴丁基/聚异戊二烯橡皮膜。笔芯内的玻璃	盒	有限公司中山分公	珠海联邦	25. 91	A	
20	24	预混人胰岛素	27028	胰岛素混 合注射液	注射剂	(笔芯)*1	器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫	盒		通化东宝	25. 93	A	
お照人異な 2500 1000	25	预混人胰岛素	110053	胰岛素混 合注射液	注射剂	(笔芯)*1	器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫	盒		通化东宝	25. 93	A	
20	26	预混人胰岛素	56830	胰岛素混 合注射液	注射剂	(笔芯)*1	器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫	盒		通化东宝	25. 93	A	
20	27	预混人胰岛素	27026	胰岛素混 合注射液	注射剂			盒		通化东宝	25. 93	A	
19 19 19 19 19 19 19 19	28	预混人胰岛素	255646	胰岛素混 合注射液	注射剂	(笔芯)*1	溴化丁基橡胶活塞、铝盖(带溴化丁基橡胶 垫),1支/盒,另配一次性使用胰岛素注射 笔针头2只。笔芯内的玻璃珠,用于帮助重复	盒		江苏万邦	25. 93	A	
別窓人製品素 3003 合語 日本 1	29	预混人胰岛素	255648	胰岛素混 合注射液	注射剂		胶瓶塞,2支/盒。另配一次性使用无菌胰岛	盒		江苏万邦	51.86	A	
15	30	预混人胰岛素	31063	胰岛素混 合注射液	注射剂	(笔芯)*1	和溴化丁基 / 聚异戊二烯橡胶垫片。 笔芯	盒		诺和诺德	29. 56	С	
13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15	31	预混人胰岛素	31102	胰岛素混 合注射液	注射剂	(笔芯)*1	和溴化丁基/聚异戊二烯橡胶垫片。 笔芯内	盒		诺和诺德	29. 56	С	
33 第30 34 35 35 35 36 36 37 37 38 35 37 37 38 35 37 37 38 37 37 37 38 38	32	预混人胰岛素	38406	胰岛素混 合注射液	注射剂	(笔芯)*1		盒		礼来制药	29. 56	С	
13 14 15 15 15 15 15 15 15	33	预混人胰岛素	269014	胰岛素混 合注射液	注射剂	(预填充)	别为橡胶塞及橡胶柱塞盘,并铝封。笔芯被	盒	Lilly France	礼来制药	32. 56	С	供完整申 报资料后
245177	34		259557		注射剂	(笔芯)*1	丁基橡胶)并由橡胶垫片(溴化丁基橡胶)密封	盒		宜昌东阳光	18. 87	A1	
36	35		245177		注射剂	(笔芯)*1	器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用含垫	盒		通化东宝	23. 98	A	
1	36		268946		注射剂	(预填充)	器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用含垫	盒		通化东宝	28. 98	A	
38 報刊版商素公	37		221236		注射剂	(笔芯)*1		盒		甘李药业	25. 9	A	
39 餐时胰岛素类 234906 了冬胰岛 茶注射液 注射剂 添加 30.91 A	38		234897		注射剂	(笔芯)*1	用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝盖	盒		珠海联邦	25. 91	A	
268942	39		234906		注射剂	(预填充)	芯:笔式注射器用中硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝	盒		珠海联邦	30. 91	A	
2	40		268942		注射剂	(笔芯)*1		盒		惠升制药	25. 92	A	
42 餐时胰岛素类 似物 31018 门冬胰岛 素注射液 3ml:300单位 (特充)*1 可调节剂量的笔型注射器(塑料)。其中 包括中央有3ml液体,内有一个污塞(溴化丁基橡胶/聚异戊二烯橡胶)密封,外包装为纸盒。 益 诺和诺德 (中国)制药有限公司 诺和诺德 (中国)制药有限公司 43 餐时胰岛素类 似物 (物物) 76219 赖脯胰岛 流注射液 注射剂 表注射液 注射剂 (预填充) 3ml:300单位 (笔芯)*1 卡式瓶,复合铝盖,溴化丁基底塞,1支/盒 盒 甘李药业股份有限 公司 甘李药业股份有限 公司 计李药业股份有限 公司 1支/盒。本品装于「型玻璃笔芯内、3ml 笔 公被装入一次性的注射笔中。本品不含针头 1 古李药业股份有限 公司 1 古本的企品 1 由本的企品 1 由本的企品 1 由本的企品 1 由本的企品	41		55522		注射剂	(笔芯)*1	化丁基橡胶) 并由橡胶垫片(溴化丁基橡胶/	盒		诺和诺德	35. 55	В	
43 餐时胰岛素类 似物 76219 製棚胰岛 素注射液 注射剂 (笔芯) *1 支/盒 卡式瓶,复合铝盖,溴化丁基底塞,1支/盒 盒 日子约业放份有限 公司 甘李药业 35.55 B 44 餐时胰岛素类 似物 (物) (物) 表注射液 (预填充) 213805 表注射液 注射剂 (预填充) 1支/盒。本品装于 I 型玻璃笔芯内,3ml. 笔 金 甘李药业股份有限 公司 日本药业股份有限 公司 45 (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)	42		31018		注射剂	(特充)*1	、可调节剂量的笔型注射器(塑料)。其中 笔芯中装有3m1液体,内有一个活塞(溴化丁 基橡胶),并由橡胶垫片(溴化丁基橡胶/聚	盒		诺和诺德	38. 55	В	
44 管印版商系学 213805 素史は海 注射剂 (预填充) 芯被装入一次性的注射笔中。本品不含针头 盒 日子约业放衍有限 甘李药业 38.55 B	43		76219		注射剂	(笔芯)*1 支/盒		盒		甘李药业	35. 55	В	
	44		213805		注射剂	(预填充)	芯被装入一次性的注射笔中。本品不含针头	盒		甘李药业	38. 55	В	

45	餐时胰岛素类 似物	268951	赖脯胰岛 素注射液		3m1:300単位 (笔芯)*1 支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用铝盖。1支/盒。另配一次性使用注射笔用针头2只。	盒	江苏万邦生化医药 集团有限责任公司	江苏万邦	35. 55	В	
46	餐时胰岛素类 似物	255663	赖脯胰岛 素注射液		3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	本品装于Ⅰ型玻璃笔芯中。	盒	礼来苏州制药有限 公司	礼来制药	38. 42	С	
47	餐时胰岛素类 似物	110820	赖脯胰岛 素注射液		3m1:300单位	本品装于 型玻璃笔芯中, 3ml笔芯被装入 一次性的注射笔中。本品不含针头。	盒	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France)	礼来制药	41. 42	С	
48	餐时胰岛素类 似物	等待注册	谷赖胰岛 素注射液		3m1:300単位 (笔芯)*1 支/盒	3ml溶液装于笔芯(无色玻璃)中,配有弹性 橡胶活塞,外有一个带橡胶塞(弹性橡胶) 的密封圈(铝制翻边)	盒	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	赛诺菲	38. 42	С	待企业提 供完整申 报资料后 确定
49	餐时胰岛素类 似物	111251	谷赖胰岛 素注射液		3m1:300单位 (预填充) *1支/盒	3ml溶液装于笔芯(无色玻璃)中,配有弹性 橡胶活塞,外有一个带橡胶塞(弹性橡胶) 的密封圈(铝制翻边)	盒	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (赛诺菲(北京) 制药有限公司分包	赛诺菲	41. 42	С	
50	基础胰岛素类似物	213767	甘精胰岛 素注射液		3m1:300单位 (笔芯)*1 支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射 器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用含垫 片铝盖	盒	通化东宝药业股份 有限公司	通化东宝	63. 33	A1	
51	基础胰岛素类似物	216740	甘精胰岛 素注射液	注射剂	3m1:300单位 (预填充) *1支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒, 笔式注射 器用溴化丁基橡胶活塞, 笔式注射器用含垫 片铝盖	盒	通化东宝药业股份 有限公司	通化东宝	68. 33	A1	
52	基础胰岛素类似物	249587	甘精胰岛 素注射液		3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	包装规格: 3ml: 300单位 (笔芯), 3ml/支,1支/盒。	盒	宜昌东阳光长江药 业股份有限公司	宜昌东阳光	63. 37	A	
53	基础胰岛素类似物	268948	甘精胰岛 素注射液	注射剂	3m1:300単位 (笔芯)*1 支/盒	笔芯采用笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、 笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞和笔式注射 器用铝盖含垫片(溴化丁基橡胶垫片)包装 。	盒	辽宁博鳌生物制药 有限公司	辽宁博鳌	63. 88	A	
54	基础胰岛素类似物	43057	甘精胰岛 素注射液		3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	卡式瓶(笔芯),复合铝盖,溴化丁基橡胶 塞,1支/盒	盒	甘李药业股份有限 公司	甘李药业	65. 3	A	
55	基础胰岛素类似物	213793	甘精胰岛 素注射液		3m1:300单位	3mL:300单位(预填充注射笔),1支/盒	盒	甘李药业股份有限 公司	甘李药业	70. 3	A	
56	基础胰岛素类似物	117824	甘精胰岛 素注射液		3m1:300单位 (笔芯)*1 支/盒	笔式注射器用中硼硅玻璃套筒,笔式注射器 用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝盖 (带溴化丁基橡胶垫)。	盒	珠海联邦制药股份 有限公司	珠海联邦	65. 31	A	
57	基础胰岛素类似物	117823	甘精胰岛 素注射液		3ml:300单位 (预填充) *1支/盒	预先装有笔芯的一次性多剂量注射笔。笔 芯:笔式注射器用中硼硅玻璃套筒,笔式注 射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝 盖(带溴化丁基橡胶垫)。	盒	珠海联邦制药股份 有限公司	珠海联邦	70. 31	A	
58	基础胰岛素类似物	269064	甘精胰岛 素注射液		3m1:300单位 (笔芯)*1 支/盒	3ml: 300単位/笔芯,1支/盒(笔芯),装入 可重复使用胰岛素笔ClikSTAR (得时笔2), Allstar或者JuniorSTAR中使用。	盒	赛诺菲(北京)制 药有限公司	赛诺菲	65. 32	A	待企业提 供完整申 报资料后 确定
59	基础胰岛素类似物	69814	甘精胰岛素注射液		3ml:300单位 (预填充) *1支/盒	本笔芯(1型无色玻璃)带有一个黑色的活塞 (溴化丁基橡胶)和一个含垫片(溴化丁基 橡胶或者异戊二烯层压和溴化丁基橡胶)的 凸缘铝盖。每支笔芯内装有3m1药液。笔芯密 封在一个用完即弃的注射等内。本包装内不 含针头。	盒	赛诺菲(北京)制 药有限公司	赛诺菲	70. 32	A	
60	基础胰岛素类似物	269075	甘精胰岛素注射液		1.5ml:450单 位(预填 充)*1支/盒	笔芯(1型无色玻璃)带有一个黑色的活塞 (溴化丁基橡胶)和一个含垫片(异戊二烯 层压和溴化丁基橡胶)的凸缘铝盖。笔芯密	盒	赛诺菲(北京)制 药有限公司	赛诺菲	89. 91	A	
61	基础胰岛素类似物	224260	甘精胰岛素注射液		1.5ml:450单 位(预填 充)*1支/盒	层压和溴化丁基橡胶) 的凸缘铝盖。笔芯密	盒	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (赛诺菲(北京) 制药有限公司分包 装)	赛诺菲	89. 91	A	
62	基础胰岛素类似物	261768	甘精胰岛 素注射液		3m1:300单位 (笔芯)*1 支/盒	本品采用的内包装材料为笔式注射器用中性 硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基胶活 塞、笔式注射器用铝盖。1支/盒,另配一次 性使用胰岛素注射笔用针头2只。	盒	江苏万邦生化医药 集团有限责任公司	江苏万邦	65. 33	A	
63	基础胰岛素类似物	268947	甘精胰岛 素注射液		3m1:300単位 (笔芯)*1 支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器 用溴化丁基橡胶活塞。	盒	山东新时代药业有 限公司	山东新时代	75. 53	В	
64	基础胰岛素类似物	200270	德谷胰岛 素注射液		3m1:300单位 (笔芯)*1 支/盒	本品为含3ml溶液的笔芯(1型玻璃)。笔芯带有一个活塞(溴化丁基),由橡胶垫片(溴化丁基橡胶/聚异戊二烯)密封,装于包装合内。	盒	诺和诺德(中国) 制药有限公司	诺和诺德	77. 11	С	
65	基础胰岛素类似物	262106	德谷胰岛 素注射液		3ml:300单位 (畅充)*1 支/盒	本品为聚丙烯制成的一次性预填充多剂量注 射笔,内含装有3ml溶液的笔芯(1型玻璃)。 笔芯带有一个活塞(溴化丁基),由橡胶 垫片(溴化丁基橡胶/聚异戊二烯)密封。本 品装在包装盒内。	盒	诺和诺德(中国) 制药有限公司	诺和诺德	80. 11	С	
66	基础胰岛素类似物	268978	甘精胰岛素注射液		3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	本品装于 I 型玻璃笔芯中, 笔芯两端分别为 卤丁基橡胶塞及铝封的柱塞盘(聚异戊二烯和 卤丁基橡胶海片)。	盒	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France S.A.S.) (礼来苏州制药有 限公司分包装)	礼来制药	77. 11	С	

67	基础胰岛素类似物	268977	甘精胰岛 素注射液	注射剂	3ml:300单位 (预填充) *5支/盒	本品装于 I 型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为 卤丁基橡胶塞及铝封的柱塞盘(聚异戊二烯和 卤丁基橡胶薄片)。3mL笔芯被装入一次性的 注射笔中。本品不含针头。	盒	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France S.A.S.)	礼来制药	400. 55	С	
68	预混胰岛素类 似物	258381	门冬胰岛 素30注射 液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用含垫 片铝盖,笔式注射器用高硼硅玻璃珠	盒	通化东宝药业股份 有限公司	通化东宝	23. 98	A1	
69	预混胰岛素类 似物	258382	门冬胰岛 素50注射 液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒, 笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用含垫片铝盖,笔式注射器用高硼硅玻璃珠	盒	通化东宝药业股份 有限公司	通化东宝	23. 98	A1	
70	预混胰岛素类 似物	259558	门冬胰岛 素30注射 液	注射剂	3m1:300单位 (笔芯)*1 支/盒	笔芯由I型玻璃制成,一端使用橡胶活塞(溴化 丁基)密封,另一端使用橡胶垫片(溴化丁基) 密封,装有3ml混悬液。笔芯内含有玻璃球以 帮助混匀胰岛素。	盒	宜昌东阳光长江药 业股份有限公司	宜昌东阳光	25. 87	A	
71	预混胰岛素类 似物	228848	门冬胰岛 素30注射 液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	卡式瓶(笔芯), 复合铝盖, 溴化丁基底塞, 玻璃球(帮助混匀), 1支/盒。	盒	甘李药业股份有限 公司	甘李药业	25. 9	A	
72	预混胰岛素类 似物	234886	门冬胰岛 素30注射 液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	笔式注射器用中硼硅玻璃套筒,笔式注射器 用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用高硼硅 玻璃珠,笔式注射器用铝盖(带溴化丁基橡 胶垫)。	盒	珠海联邦制药股份 有限公司	珠海联邦	25. 91	A	
73	预混胰岛素类 似物	234896	门冬胰岛 素30注射 液	注射剂	3ml:300单位 (预填充) *1支/盒	预先装有笔芯的一次性多剂量注射笔。笔 芯:笔式注射器用中硼硅玻璃套筒,笔式注 射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用高 硼硅玻璃珠,笔式注射器用铝盖(带溴化丁 基橡胶垫)。	盒	珠海联邦制药股份 有限公司	珠海联邦	30. 91	A	
74	预混胰岛素类 似物	268945	门冬胰岛 素50注射 液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	卡式瓶(笔芯),笔式注射器溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝盖,笔芯内装有玻璃珠以 帮助混匀胰岛素。	盒	惠升生物制药股份 有限公司	惠升制药	25. 92	A	
75	预混胰岛素类 似物	268944	门冬胰岛 素30注射 液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	卡式瓶(笔芯), 笔式注射器溴化丁基橡胶活塞, 笔式注射器用铝盖, 笔芯內含有玻璃珠以帮助混匀胰岛素。	盒	惠升生物制药股份 有限公司	惠升制药	25. 92	A	
76	预混胰岛素类 似物	93178	门冬胰岛 素50注射 液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	笔芯(1型玻璃)的一端使用橡胶活塞(溴化丁基) 丁基)密封,另一端使用橡胶膜(溴化丁基/ 聚异戊二烯)密封。笔芯内装有玻璃珠以帮 助混匀胰岛素。每支笔芯装有3ml混悬液。	盒	诺和诺德(中国) 制药有限公司	诺和诺德	35. 55	В	
77	预混胰岛素类 似物	55521	门冬胰岛 素30注射 液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	笔芯由I型玻璃制成,一端使用橡胶活塞(溴 化丁基)密封,另一端使用橡胶膜(溴化丁基) 聚异戊二烯)密封,装有3m1混悬液。笔芯内 含有玻璃球以帮助混匀胰岛素。	盒	诺和诺德(中国) 制药有限公司	诺和诺德	35. 55	В	
78	预混胰岛素类 似物	31019	门冬胰岛 素30注射 液	注射剂	3ml:300单位 (特充)*1 支/盒	预先装有玻璃(I型)笔芯的一次性多剂量注射笔(塑料)。其中的笔芯装有3m1混悬液,一端使用橡胶活塞(溴化丁基)密封,另一端使用橡胶膜(溴化丁基/聚异戊二烯)密封。笔芯内含有玻璃球以帮助混匀胰岛素。每支预填充笔装有3m1混悬液。	盒	诺和诺德 (中国) 制药有限公司	诺和诺德	38. 55	В	
79	预混胰岛素类 似物	104376	精蛋白锌 重组赖脯 胰岛素混 合注射液	汪射剂	支/盒	卡式瓶(笔芯), 复合铝盖, 溴化丁基橡胶活塞, 玻璃珠(帮助混匀),1支/盒	盒	甘李药业股份有限 公司	甘李药业	35. 55	В	
80	预混胰岛素类 似物	268955	精蛋白锌 重组赖脯 胰岛素混		3ml:300单位 (预填充) *1支/盒	1支/盒	盒	甘李药业股份有限 公司	甘李药业	38. 55	В	
81	预混胰岛素类 似物	44947	精蛋白锌 重组赖脯 胰岛素混 合注射液 (25R)		3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	本品装于 I 型玻璃笔芯中, 笔芯两端分别为 卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶柱塞盘, 并铝封 。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经过二甲硅 油或硅树脂乳液处理。	盒	Eli Lilly Nederland B.V. (Eli Lilly Italia S.p.A.) (礼来苏州制药有 限公司分包装)	礼来制药	38. 42	С	
82	预混胰岛素类 似物	269015	精蛋白锌 重组赖脯 胰岛素混 合注射液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯)*1 支/盒	本品装于 I 型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为 卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶柱塞盘,并铝封 。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经过二甲硅 油或硅树脂乳液处理。	盒	礼来苏州制药有限 公司	礼来制药	38. 42	С	待企业提 供完整申 报资料后 确定
83	预混胰岛素类 似物	73737	精蛋白锌 重组赖脯 胰岛素混 合注射液 (50R)		3ml:300单位 (笔芯)*l 支/盒	本品装于 I 型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为 肉丁基橡胶塞及肉丁基橡胶柱塞盘,并铝封 。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经过二甲硅 油或硅树脂乳液处理。	盒	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France) (礼来苏州制药有 限公司分包装)	礼来制药	38. 42	С	
84	预混胰岛素类 似物	74947	精蛋白锌 重组赖脯 胰岛素混 合注射液 (25R)	注射剂	3m1:300单位 (预填充) *1支/盒	本品装于 I 型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为	盒	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France)	礼来制药	41. 42	С	
85	预混胰岛素类 似物	110825	精蛋白锌 重组赖脯 胰岛素混 合注射液 (50R)		3ml:300单位 (预填充) *1支/盒	本品装于 I 型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为 卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶柱塞盘,并铝封 。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经过二甲硅 油或硅树脂乳液处理。3ml笔芯被装入一次性 的注射笔中,本品不含针头。	盒	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France)	礼来制药	41. 42	С	
80		110825	合注射液	往别剂		油或硅树脂乳液处理。3mL笔芯被装入一次性	盖		11. 本刊约	41.42	C	